


オプションアクセサリ構成図：MAX-303



■放射波長と組み合わせ一覧 *1 設計値 *2 OUVランプの場合ダクトが必要

放射波長	ランプ	ミラーモジュール	ライトガイド取付口
235*1~385nm	OUV*2	UV	UV
300~600nm		UV-VIS	VIS
385~740nm		VIS	
750~1050nm	UV	IR	UV
250~385nm		UV	
300~600nm		UV-VIS	VIS
385~740nm	VIS	IR	VIS
750~1050nm		VIS	

※ロッドレンズによって
クランプのサイズが
変わります。

※UV光をご使用の場合

※外部制御をする場合